

# BioFire® SpotFire® Rパネル 検出項目

## 15項目の呼吸器感染病原体を約15分で測定

測定原理：Multiplex-Nested PCR法

### VIRUSES

- ・ 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
- ・ 季節性コロナウイルス
- ・ インフルエンザA
- ・ インフルエンザA/H1-2009
- ・ インフルエンザA/H3
- ・ インフルエンザB
- ・ RSウイルス
- ・ アデノウイルス
- ・ ヒトメタニューモウイルス
- ・ ヒトライノウイルス/  
エンテロウイルス
- ・ パラインフルエンザウイルス

### BACTERIA

- ・ *Bordetella pertussis*  
(百日咳菌)
- ・ *Bordetella parapertussis*  
(パラ百日咳菌)
- ・ *Chlamydia pneumoniae*  
(クラミジア・ニューモニエ)
- ・ *Mycoplasma pneumoniae*  
(マイコプラズマ・ニューモニエ)



●販売名：BioFire SpotFire Rパネル 体外診断用医薬品製造販売承認番号：30500EZ00039000

●販売名：BioFire SpotFireシステム 医療機器製造販売届出番号：13B3X00212000022 一般的名称：遺伝子解析装置 医療機器クラス分類：一般医療機器 特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

# BioFire® SpotFire® 製品一覧





BioFire® SpotFire®システムは、SpotFire Control StationとSpotFire Moduleから構成されており、Moduleを複数組み合わせることでご使用いただけます。(最大4モジュール)

## 全自動遺伝子解析装置 BioFire® SpotFire®システム

製品番号	統一商品コード	品名	備考
FAST-ASY-0001	585010692	SpotFire Control Station	電源： AC100-240V, 50/60Hz
FAST-ASY-0002	585010708	Spotfire Module	

●販売名：BioFire SpotFireシステム 医療機器製造販売届出番号：13B3X0021200022 一般名称：遺伝子解析装置 医療機器クラス分類：一般医療機器 特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

## セット品名の構成

	SpotFire 1	SpotFire 2	SpotFire 3	SpotFire 4
希望納入価格(税別)	4,200,000円	7,100,000円	10,000,000円	12,900,000円
Control Station	1台			
Module	1台 	2台 	3台 	4台 

## 専用試薬

※本品に検体採取用スワブと輸送液は同梱されません。別途購入が必要です。

製品番号	統一商品コード	品名	包装単位	希望納入価格(税別)
424461	585010685	BioFire SpotFire Rパネル 30テスト	30テスト/箱	405,000円

●販売名：BioFire SpotFire Rパネル 体外診断用医薬品製造販売承認番号：30500EZ00039000

PIONEERING DIAGNOSTICS

お問い合わせ先

製造販売元

ビオメリュー・ジャパン株式会社

臨床営業本部 03-6731-9000

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー2階

[www.biomerieux.co.jp](http://www.biomerieux.co.jp)