



bMXLCL24373

2024年12月

お客様 各位

ビオメリュー・ジャパン株式会社
臨床学術部

FilmArray および SpotFire 精度管理コントロールに関するご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、遺伝子解析システムFilmArrayおよびSpotFireの精度管理コントロール物質を下記にお知らせ致します。

各製品情報については、販売代理店までお問い合わせいただきますようお願い致します。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

FilmArray 消化管パネル

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	ZeptoMetrix Corporation	NATtrol™ GI Controls	NATGIC-BIO	Control 1 Control 2 0.2 mL 各 6 本	ミックス	2-8℃ 冷蔵	152,000 円	株式会社 バイロクエ スト
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	FilmArray® GI Control Panel M238	M238	Control 1 Control 2 0.2 mL 各 6 本	ミックス	-15℃～ -25℃ 冷凍	191,000 円	株式会社 バイロクエ スト

BioFire 血液培養パネル 2

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	Streck	MDx-Chex™ for BCID2	STK-250065	Control 1 Control 2 1.0mL 各 1 本 *2	ミックス	2-25℃ 冷蔵または 室温	95,000 円	株式会社 ベリタス
既存*3	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	FilmArray® BCID2 Control Panel M416	M416- OUS	陽性 Control 陰性 Control 0.2mL 各 6 本	ミックス	2-8℃ 冷蔵	167,000 円	株式会社 バイロクエ スト
新規	Microbiologics*4	Blood Culture Identification Control Panel (43 Targets)	8254	陽性 Control1 陽性 Control2 陰性 Control ペレット各 6 個	ミックス	2-25℃ 冷蔵または 室温	お取引代理 店にお問い 合わせくだ さい	関東化学 株式会社 *5

FilmArray 髄膜炎・脳炎パネル

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	ZeptoMetrix Corporation	NATtrol™ Meningitis/Encephalitis(ME) Controls	NATMEC-BIO	Control 1 Control 2 0.2 mL 各 6 本	ミックス	2-8℃ 冷蔵	141,000 円	株式会社 バイロクエ スト
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	BioFire® ME Control Panel	M262	陽性 Control 陰性 Control 0.2mL 各 6 本	ミックス	-15℃～ 25℃ 冷凍	188,000 円	株式会社 バイロクエ スト

ビオメリュー・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目17番7号 赤坂溜池タワー2F
TEL: 03-6834-2666 FAX: 03-6834-2667 www.biomerieux.co.jp



bMXLCL24373

BioFire 肺炎パネル

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存*3	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	FilmArray® Pneumonia/ Pneumoniaplus Control	M340-OUS	陽性 Control 陰性 Control 0.12mL 各 6 本	ミックス	-15℃～ -25℃ 冷凍	193,000 円	株式会社 パイロクエ スト

FilmArray 呼吸器パネル 2.1

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	ZeptoMetrix Corporation	NATtrol™ Respiratory Panel 2.1(RP2.1) Controls	NATRPC2.1-BIO	SARS-CoV-2 を含む標的ミックスコントロール Control 1 Control 2 0.3 mL 各 6 本	ミックス	2・8℃ 冷蔵	159,000 円	株式会社 パイロクエ スト
既存*3	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	BioFire® RP2.1/RP2.1plus Control Panel	M441-OUS	陽性 Control 陰性 Control 0.3mL 各 6 本	ミックス	-25℃～ -15℃ 冷凍	178,000 円	株式会社 パイロクエ スト
新規	Microbiologics*4	Respiratory Control Panel (22 Targets)	8247	陽性 Control 陰性 Control ペレット各 6 個	ミックス	2-25℃ 冷蔵ま たは室 温	お取引代理 店にお問 い合わせ ください	関東化学 株式会 社*5

BioFire 関節感染症パネル

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	BioFire® JI Control Panel	M420	陽性 Control 陰性 Control 0.2mL 各 6 本	ミックス	-2℃～8℃ 冷蔵	167,000 円	株式会社 パイロクエ スト

BioFire SpotFire R パネル

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	SPOTFIRE® RSP Positive Control	M42638	陽性 Control 0.3mL 各 6 本	ミックス	18℃～25℃ 室温ま たは 2℃～8℃ 冷蔵	135,000 円	株式会社 パイロクエ スト
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	SPOTFIRE® RSP Negative Control	M42738	陰性 Control 0.3mL 各 6 本	ミックス	18℃～25℃ 室温ま たは 2℃～8℃ 冷蔵	135,000 円	株式会社 パイロクエ スト
新規	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	SPOTFIRE® RSP Pos&Neg Control	M425	陽性 Control 陰性 Control 0.3mL 各 6 本	ミックス	18℃～25℃ 室温ま たは 2℃～8℃ 冷蔵	186,000 円	株式会社 パイロクエ スト

*1 ミックスは、病原体を複数混ぜたコントロールになります。

*2 Control 1 と 2 は各 1 本ですが、容量が 1.0 mL 入っています。BioFire 血液培養パネル 2 では 1 回あたり 0.2 mL 使用しますので、各 Control で 5 テストずつ測定が可能です。ターゲットの微生物は、*intact* な状態で不活化され、安定処理済みの赤血球、白血球、および血液培養液成分

ピオメリュー・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 7 号 赤坂溜池タワー2F
TEL: 03-6834-2666 FAX: 03-6834-2667 www.biomerieux.co.jp



bMXLCL24373

のマトリックスに懸濁されており、臨床検体と同様に溶解・精製プロセスを確認できるよう設計されています。

- *3 製品番号変更
- *4 Microbiologics 社製品は水和処理が必要です。詳しくは製造元の取り扱い説明書をご確認ください。
- *5 購入初回時にユーザー登録と、毎回のご発注時に確認書の提出が必要になります。また、製造元に在庫が無かった場合、納期は約 1.5 か月以上かかります。

- 各製品情報については、以下の国内販売代理店までお問い合わせください。

【Zeptomatrix Corporation 国内販売代理店】

【Maine Molecular Quality Controls, Inc 国内販売代理店】

株式会社 バイロクエスト

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2-2-5

TEL:06-6152-9940

【Streck 国内販売代理店】

株式会社ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階

TEL:03-5776-0078

【Microbiologics 国内販売代理店】

関東化学株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号室町東三井ビルディング

TEL:03-6214-1090

以上

【お問い合わせ先】

TEL:0120-265-034

受付時間:月曜～金曜(祝祭日を除く) 9:00～17:30

ビオメリュー・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 7 号 赤坂溜池タワー2F
TEL:03-6834-2666 FAX:03-6834-2667 www.biomerieux.co.jp